

Interton GN

Interton Move Mehr vom Leben



Die neue vollständige Hörsystem-Familie



Nutzt bewährte GN-Technologie

Volles Bauformen-Portfolio für milde bis an Taubheit grenzende Hörverluste


Wiederaufladbar

Ein Klang-Upgrade


Direktes Audio-Streaming von kompatiblen iOS- und Android™ - Geräten

Neue Technologie, vertrautes Anpass-Erlebnis

Der erste Schritt zu einem großartigen Hörsystem ist ein starkes Fundament.



Bauformen für jeden Hörverlust



CIC-W ITC
Opt. T-Spule

In-dem-Ohr-Hörsysteme



RIC 61 RIC 61 RIC 62
Lithium-Ionen Akku Mit T-Spule

RIC



Std.-HdO 70 P.-HdO 80
Mit T-Spule Mit T-Spule

HdO



SP.-HdO 90
Mit T-Spule

Super Power HdO



Farben



RIC und HdO



- Grau
- Mittel-blond
- Beige
- Dunkel-braun
- Schwarz

IdO



- Hell
- Beige
- Hell-braun
- Braun
- Dunkel-braun

Interton Move: Unterschiede der Technikstufen

	Technikstufe	4	3	2
	IP Klassifizierung	IP 68		
Audiologische Features				
Anpassung	Anzahl Kanäle (WDRC)	12	8	6
	Hörprogramme	4	4	4
Sprachverstehen	Kombinierte Direktionalität (Natürliche Direktionalität II)	●		
	Synchronisierte Direktionalitätsautomatik	●		
	Wählbarer Öffnungswinkel	●	●	
	Direktionalitätsautomatik	●	●	●
Sprachkomfort	Impulsschallunterdrückung	●		
	Adaptive Störgeräuschreduktion	●	●	●
	Adaptive Windgeräuschreduktion	●	●	●

Interton Move: Unterschiede der Technikstufen

<p>4 Technikstufe</p>			 <p>Akku-Lösung</p>	<p>Audio - Streaming</p> <p>e2e</p>	
<p>3 Technikstufe</p>				<p>Audio - Streaming</p> <p>e2e</p>	
<p>2 Technikstufe</p>					